

Malli: DFS-2

Valmistaja Bollé Protection / Valmistusmaa Kiina

Euroopa (pääkonttori) :	USA:	APAC:
Bollé Protection	Bollé Safety Inc.	Bollé Safety AU Pty Limited
34 rue de la Soie	1896 Rutherford road	P.O Box 579
69100 Villeurbanne - FRANCE	Carlsbad, CA 92008 – USA	Moorabbin VIC 3189 - Australia



Nämä kasvosuojat on määritetty riskiluokka 2 henkilösuojainvaatimusten Euroopan Komission Henkilösuojainasetuksen 2020/403 maaliskuu 2020 COVID-19 pandemian mukaisesti.

Kaikki vaatimustenmukaisuusvakuutukset ladattavissa: <http://www.bolle-safety.com/page/documentation>

#### KÄYTTÖTARKOITUS JA SUORITUSKYKY

Nämä kasvosuojat on testattu EN166:2001\* standardin mukaisesti tarjoamaan suojaa "nestemäisiltä pisaroilta ja roiskeilta", ANSI Z87.1:2015 mukaisesti "Henkilökohtainen silmien ja kasvojen suojaus" ja AS/NZS 1337.1: 2010 mukaisesti "Henkilökohtainen silmiensuojaus", ja täyttää iskunsuojavaatimukset "pudotettavan kuulan testillä" ANSI Z87.1:2015 standardin mukaisesti " Henkilökohtainen silmien ja kasvojen suojaus".

\*Teknisen määrittelyn mukaisesti COVID-19 kasvosuojille käytettäväksi terveydenhuollon ammattilaisten toimesta – BSI:n mukaisesti henkilösuojain terveydenhuollon ammattilaisille 2020/403 – Silmiensuojaimet Tekniset Määritykset. Tuotteessa ei ole EN166 merkintää.

Tämä kasvosuoja on valmistettu ainoastaan COVID-suojaukseen. Se ei ole henkilösuojain yleiskäyttöön, eikä sitä tule käyttää muuhun suojautumiseen kuin COVID-19.

#### VANHENEMINEN

Tätä tuotetta ei tule käyttää pidempään kuin yhden työvuoron ajan.

#### VARASTOINTI

Kaikki tuotteet tulee varastoida puhtaassa ja kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja etäällä kaikista kuluttavista/hankaavista esineistä, liuottimista ja liuotinhöyryistä. Varastointilämpötilan tulee olla välillä 5 -35°C.

#### VAROITUS

Yllä mainitut kasvosuojat ei ole suunniteltu suojaamaan iskuilta. Puhdista ja tarkista säännönmukaisesti. he above safety face shield products are not meant to protect against impacts. Clean and inspect regularly. Kolhuinen tai naarmuuntunut linssi heikentää näkyvyyttä – vaihda välittömästi. Mikäli olet epävarma suojaavuudesta, kysy neuvoa työturvallisuudesta vastaavalta tai toimittajalta. Aineet ja materiaalit jotka voivat päästä ihokosketukseen käyttäjän kanssa voivat aiheuttaa herkille yksilöille allergisia oireita. Varmista jatkuvasti että istuvuus on asianmukainen ja täsmällinen.

#### JÄLITETTÄVYYS:

Tiedot ovat pakkauksessa seuraavien tietojen kera:

LABORATORION NIMI JA OSOITE:	ILMOITETUN LAITOKSEN (2797) NIMI JA OSOITE:
CERTOTTICA SCRL Ufficio Commerciale ZI VILLANOVA 32013 LONGARONE BL - ITALIA	BSI Group The Netherlands B.V, Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, HOLLANTI.